



## Restez dans la maison que vous aimez

Elan, le monte-escalier le plus populaire de Bruno, peut vous aider à regagner le plein accès à votre résidence. Conçu pour les escaliers droits intérieurs, il combine fonctionnalité de grande qualité, fiabilité incomparable et facilité d'utilisation.

Marque de confiance fabriquée aux États-Unis, Bruno vous aide à rester dans votre maison dans le confort et la simplicité.

**Rendez-vous sur [www.bruno.com](http://www.bruno.com) pour en apprendre davantage sur l'Elan, le meilleur vendeur des monte-escalier Bruno.**

## À la hauteur des plus grands



« On a réalisé un salon de sport dans la maison pour profiter de la saison de football en famille. C'était juste avant que Bart n'ait un AVC. Après son accident, il ne pouvait plus descendre l'escalier pour s'y rendre. Grâce à notre monte-escalier Bruno, on peut de nouveau jouir de toute la maison. »

**Bart et Cherry Starr**

*Quart-arrière légendaire des Packers de Green Bay*



Modèle compact rabattable peu encombrant.



Deux télécommandes d'appel sans fil pour faire fonctionner le siège à distance.



[www.bruno.com](http://www.bruno.com)



Détecteurs d'obstacles assurant la sécurité




Style épuré



Le siège à pivot décalé facilite l'accès.


## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 300 lb (136 kg)
- Siège rembourré de dimensions généreuses, à réglages multiples
- Interrupteur basculant sur l'accoudoir pour faciliter l'utilisation
- Rail anodisé avec mécanisme de transmission recouvert pour une apparence soignée
- Rail vertical permettant une installation compacte à 5 po (127 mm) du mur
- Accoudoirs, siège et repose-pieds rabattables pour éviter d'encombrer l'escalier
- Bandes de chargement continues pour redémarrer le siège là où on l'a arrêté
- Deux télécommandes sans fil pour faire fonctionner le siège à distance
- Deux piles 12 V pour éviter toute interruption en cas de panne de courant
- Démarrage et arrêt en douceur pour un roulement régulier du début à la fin
- Détecteurs d'obstacles, ceinture de sécurité
- Avertisseurs sonores intégrés pour faciliter le dépannage
- Garantie Or : 5 ans sur les éléments principaux, 2 ans sur les pièces




Siège rembourré de dimensions généreuses

## OPTIONS



Rail repliable manuel ou motorisé pour couloir étroit ou porte au bas de l'escalier. Fonctionnement manuel ou par bouton-poussoir automatique.



Siège pivotant motorisé pour accès sans effort. Bouton de commande sur accoudoir ou télécommande sans fil.



Repose-pieds repliable motorisé, se relève ou s'abaisse automatiquement lorsqu'on relève ou abaisse le siège. Commande sur l'accoudoir facultative.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Dimensions du siège :** 17,5 po de largeur x 15 po de profondeur (445 mm x 381 mm)

**Largeur entre les bras :** 20 po (508 mm)

**Dimensions du repose-pieds :** 10,5 po de longueur x 11 po de largeur (267 mm x 279 mm)

**Rail vertical :** Se pose à 5 po (127 mm) du mur.

## À propos de Bruno

Bruno Independent Living Aids contribue à améliorer la vie des personnes à mobilité réduite depuis plus de 30 ans. Conçus et fabriqués aux États-Unis, les monte-escaliers et plateformes élévatrices verticales Bruno offrent un meilleur accès aux résidences, aux bâtiments publics et aux entreprises, et la gamme complète d'élévateurs pour triporteurs et fauteuils roulants électriques facilite le transport de dispositifs d'aide à la mobilité. Enfin, le siège motorisé pivotant Valet Signature de Bruno est le produit le plus révolutionnaire pour faciliter l'accès aux véhicules. Bruno, une entreprise familiale, tire une grande fierté de la qualité et de la sécurité de ses produits ainsi que de sa position d'innovateur de premier plan dans l'industrie.

**Fièremment fabriqué aux É.-U.**



Bruno Independent Living Aids, Inc.  
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066

[www.bruno.com](http://www.bruno.com)