



## Recupere la tranquilidad y el acceso a su hogar.

Si lo que busca es el salvaescaleras que combina la más alta calidad con una apariencia estilizada, lo que busca es el Bruno Elite. Elite le brinda acceso sin problemas a todos los niveles de su hogar. Y el elegante diseño del Elite combina con el entorno de su casa.

Deje que Bruno Elite le dé nuevamente un acceso seguro a todos los niveles de su casa.

- Calidad hecha en Estados Unidos de América.
- Uso fácil y confiable
- Movimiento suave y silencioso

Para más información, visite [www.bruno.com](http://www.bruno.com)



# Hasta una leyenda puede necesitar ayuda para subir más



“Hicimos una sala de deportes en nuestro hogar para disfrutar de la temporada de fútbol americano con nuestra familia justo antes de que Bart sufriera sus ataques. Después, Bart no podía utilizar esa sala porque no podía usar las escaleras. Gracias al salvaescaleras Bruno, podemos disfrutar de toda nuestra casa otra vez.”

## Bart y Cherry Starr

*“Mariscal de campo del Salón de la Fama de los Green Bay Packers”*



Instalación cercana a la pared.



Sensores que garantizan la seguridad



Interruptor basculante en el apoyabrazos

## OPCIONES DEL ELITE

Vinilo con color convencional tostado y cinco opciones de tapicería. O proporcione su propia tapicería y Bruno tapizará la silla de manera personalizada para usted.

### Vinilo



Tostado Convencional    Café    Marrón

### Vinilo    Cuero



Carbón    Oliva    Borgoña





Asiento giratorio que sale para que usted se siente y se pare fácilmente.

## CARACTERÍSTICAS DEL ELITE

- Capacidad de peso: 400 lb (181 kg)
- Asiento acolchado y amplio con ajuste para varios niveles de altura
- Apoyabrazos con ancho ajustable a 21,75 pulg. (552 mm) entre los brazos
- Riel anodizado con cremallera de engranaje cubierta que le da una apariencia elegante
- Asiento, apoyabrazos y reposapiés plegables que dejan mucho espacio extra para los escalones
- Reposapiés ajustable para un máximo de confort
- Diseño de riel vertical que permite una instalación compacta a 6 pulg. (152 mm) de la pared o menos
- Diagnósticos visuales y auditivos para dar fácilmente servicio a la unidad
- Tiras de carga continua a lo largo del riel para movilizar la unidad en donde se detenga
- Dos dispositivos inalámbricos para traer/enviar la unidad a control remoto.
- Dos pilas de 12 V que garantizan un funcionamiento confiable, incluso cuando falte la electricidad
- Arranques y paradas suaves para llevarle cómodamente de principio a fin
- Garantía de Oro: cinco años para los componentes principales; dos años para las piezas

Confort y estilo de lujo.



Reposapiés plegable eléctrico que se despliega/repliega automáticamente cuando el asiento se despliega/repliega.



Riel con repliegue eléctrico o manual para abrir paso en pasillos estrechos o puertas que están en la parte inferior de las escaleras. Operación manual o automática con botones.



Asiento giratorio eléctrico para pararse sin esfuerzo. Control en el apoyabrazos o con dispositivos inalámbricos para traer/enviar la unidad



Reposapiés y asiento más grandes para más comodidad.





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Tamaño del asiento estándar:** 17,5 pulg. de ancho x 15 pulg. de largo (445 mm de ancho x 381 mm de largo)

**Opción de asiento más grande:** 21,5 pulg. de ancho x 16 pulg. de largo (546 mm de ancho x 406 mm de largo)

**Tamaño del reposapiés estándar:** 10 pulg. de largo x 9 pulg. de ancho (254 mm de largo x 229 mm de ancho)

**Opción de reposapiés más grande:** 12 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho (305 mm de largo x 279 mm de ancho)

## Acerca de Bruno

Bruno Independent Living Aids ha ayudado a mejorar la vida de personas con movilidad limitada durante más de 30 años. Los salvaescaleras y dispositivos de elevación de plataforma vertical de Bruno son diseñados y fabricados en Estados Unidos de América para mejorar el acceso a los hogares, negocios y edificios públicos, y la línea completa de Bruno de elevadores de sillas/scooters ayudan a que las personas transporten fácilmente sus dispositivos de movilidad. Asimismo, Valet Signature Seating de Bruno es el líder mundial en los revolucionarios asientos giratorios de automóviles que ayudan a que las personas puedan entrar y salir de sus vehículos con más facilidad. Bruno es una empresa familiar que se enorgullece por enfocarse firmemente en la calidad y la seguridad y por ser líder de la innovación en la industria.

## Hecho orgullosamente en Estados Unidos de América



Bruno Independent Living Aids, Inc.  
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066  
[www.bruno.com](http://www.bruno.com)