



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité: 370 lb (168 kg)

Position: conducteur ou passager

Emplacement: première ou deuxième rangée

Type de véhicule: véhicule utilitaire multiségment, véhicule à hayon, minifourgonnette, camionnette, véhicule utilitaire sport, fourgonnette de grande taille

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bruno.com

Accédez sans effort à des véhicules surélevés grâce au Valet Plus de Bruno, le siège le plus polyvalent de la gamme Valet Signature. Le siège motorisé pivotant Valet Plus est programmé en fonction de chaque personne pour pivoter, coulisser et s'abaisser à une hauteur optimale au moyen d'un bouton. Profitez des bienfaits d'un siège chauffant thérapeutique et d'autres caractéristiques confortables en option. Accédez à votre siège de véhicule n'aura jamais été aussi facile! Voyagez sans souci.


- Entièrement motorisé : pivote, coulisse, se relève et s'abaisse
- Commande à un bouton au moyen d'une télécommande
- Déplacement vers l'avant et l'arrière motorisé
- Inclinaison complète au moyen de leviers situés de chaque côté du siège
- Repose-pieds rabattable intégré
- Revêtement facile à nettoyer et résistant aux éraflures
- Nombreux choix de couleurs pour le revêtement en tissu ou UltraleatherMC Plus en option
- Le siège d'origine est retiré tel quel et il peut être aisément réinstallé
- Durable: peut être réinstallé dans un autre véhicule*
- Sécuritaire: conforme ou supérieur aux normes de sécurité de Transport Canada
- Aucune modification à la structure du véhicule
- Admissible au rabais du constructeur automobile*
- Garantie limitée de trois ans

** Communiquez avec un détaillant Bruno pour obtenir tous les détails.*

VALET® PLUS



Revêtement en tissu Metro Tech



Voir les échantillons de revêtement pour une représentation précise des couleurs.



OPTIONS DU VALET® PLUS



Veste de maintien de la posture et ceinture de positionnement



Ensemble de loquet LATCH pour siège de sécurité pour enfant



Accoudoirs

Ultraleather™ Plus



Voir les échantillons de revêtement pour une représentation précise des couleurs



Heated Seat Option



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2017
2017-06-06-Valet-Plus_FR.indd • MKT-VSS-1