



ACCESA A TODOS
LOS NIVELES
DE TU HOGAR

www.bruno.com



DISFRUTA LA LINEA DE ASIENTOS DE BRUNO

Experimenta del suave y silencioso paseo del salvaescaleras curvo Elite de Bruno. La calidad y comodidad son insuperables con el exclusivo diseño del salvaescaleras de Bruno. Es posible agregar opciones para personalizar aún más su elevador curvo Elite satisfacer mejor tus necesidades y estilo de vida



PERSONALIZA EL DISEÑO PARA TU HOGAR

La manufactura estadounidense de alta calidad es el sello característico del salvaescalera Elite curvo con rieles personalizados de Bruno. Construido según las especificaciones exactas de tus escaleras, Elite encaja perfectamente en cada curva.

Conoce mas en www.bruno.com

HAZ TU VIDA MAS SENCILLA

- Controles en los descansos de brazos para operar facilmente
- Descanso de brazos ajustables a lo ancho
- Asiento giratorio con desnivel para subir/bajar sin esfuerzo
- Controles en los descansos de brazos para operar facilmente
- Rieles pintados con cubierta para una presentacion elegante
- Asientos y descanso de brazos que se doblan para mejor aprovechamiento del espacio
- Dos controles que permiten controlar la unidad remotamente
- Dos baterias de 12V aseguran que brinde servicio aun cuando se vaya la electricidad
- Inicio y llegada suave permite un traslado comodo de inicio a fin
- Altura del soporte de pies ajustable para una máxima comodidad
- Sensores de seguridad para obstrucciones, cinturon de seguridad
- Sistema que brinda autodiagnostico para un servicio mas facil

“Nuestra silla de Bruno fue una inversion maravillosa e inteligente para asegurar que mi esposo y yo podamos permanecer en casa por muchos años”

J. THERRIEN - CT



Pregunta a tu distribuidor de Bruno acerca de opciones de colores tapiceria

OPCIONES DE CURVA ELITE



La posición de estacionamiento superior o inferior extiende el riel lejos de la escalera.



El apoyo para pies se dobla de forma automática hacia arriba/abajo automáticamente cuando se levanta / baja el asiento.



Asiento giratorio eléctrico para una salida sin esfuerzo. Controlado desde el brazo de la silla o por medio del control inalámbrico.



Aparcamiento medio y estación de carga para escaleras con paradas a la mitad del riel.



Hecho específicamente para su hogar.




El asiento giratorio con desplazamiento manual facilita el encendido / apagado. Agregue la opción de asiento eléctrico para mayor comodidad.



Hecho a la medida para poder cubrir todas las curvas

“Bruno ha sido un verdadero salvavidas. Tengo un salvaescaleras curvo personalizado para subir las escaleras, y un salvaescaleras recto Elan para el nivel inferior. Bruno funciona, y es de bajo mantenimiento. Mi primer producto Bruno fue un elevador de scooter para mi automóvil. ¡Amo a Bruno!”

Benna K. - Michigan





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño estandar del asiento: 17.5 in ancho x 15 in profundidad (445 mm ancho x 381 mm profundidad)

Version grande del asiento: 21.5 in ancho x 16 in profundidad (546 mm ancho x 406 mm profundidad)

Tamaño estandar descanso de pies: 10 in largo x 9 in ancho (254 mm largo x 229 mm ancho)

Opcion grande para descanso de pies: 12 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho (305 mm largo x 279 mm ancho)

Acerca de Bruno

Bruno ha ayudado a mejorar la vida de personas con movilidad limitada por mas de 30 años. Con ingeniería y manufacturado en USA, las salvaescaleras y plataformas verticales de Bruno ayudan a mucha gente a ingresar mas fácilmente a hogares, edificios públicos y negocios, y la línea completa de elevadores para sillas de ruedas/ scooters ayuda a transportar sus accesorios de movilidad con mayor facilidad. Además de eso, la línea de asientos Valet es el líder mundial y revolucionaria de asientos giratorios para ayudar a personas a entrar y salir mas fácilmente de sus automóviles. Como una empresa familiar, Bruno se siente orgullosa en mostrar su enfoque, calidad y seguridad y su posicionamiento como lideres en la industria.

Orgullosamente hecho en USA.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066

www.bruno.com

