



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de levantamiento:
400 lb (181 kg)

Tipos de vehículos: Vehículos crossover, hatchbacks, minivans, camionetas de carga, camionetas SUV, camionetas grandes

Para más información, visite
www.bruno.com

El Big-Lifter es económico y es similar al popular Curb-Sider® de Bruno. Párese cerca de la defensa o el borde, enganche el dispositivo de elevación, presione un botón y el Big-Lifter levantará el dispositivo de movilidad. Si bien el Curb-Sider gira y eleva automáticamente su dispositivo de movilidad, con el Big-Lifter usted debe rotar y guiar manualmente a su scooter o silla de ruedas eléctrica a su vehículo. Frecuentemente se necesita un cuidador para utilizar el Big-Lifter.

- Elevación y descenso con motor eléctrico para utilizarlo sin esfuerzo
- Rotación manual
- La cabeza de elevación se pliega para dejar espacio adicional o usar parcialmente los asientos de la 3ra fila si no hay un dispositivo de movilidad (se requieren pernos de desbloqueo rápido opcionales)
- Bases específicas para el vehículo que permiten una instalación precisa
- Opciones de dispositivos de elevación adaptados a los dispositivos de movilidad
- El poste de balanceo permite que el dispositivo de movilidad se cargue desde un lado del vehículo
- Se puede volver a instalar en otro vehículo compatible*
- Garantía limitada de 3 años*

** Para información detallada, pónganse en contacto con Bruno*

CARACTERÍSTICAS DEL BIG LIFTER



Dispositivos de elevación adaptables.



Elevación y descenso con motor eléctrico para utilizarlo sin esfuerzo.

OPCIONES DEL **BIG LIFTER**

- Paquete de control para mano exterior opcional. (no aparece en la foto)
- Los pernos de desbloqueo rápido permiten que se pliegue la cabeza de elevación



El Back-Off retira fácilmente la parte posterior del dispositivo de movilidad para que quepa en aberturas más reducidas de vehículos.



Colocación en el lado del conductor.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2019
2019-04-10-Big-Lifter-SP.indd • MKT-L-8