



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de levantamiento:
250 lb (114 kg) de uso pesado:
400 lb (181 kg)

Tipo de vehículo: Vehículos crossover, hatchbacks, minivans, camionetas de carga, camionetas SUV, camionetas grandes

Para más información, visite www.bruno.com

** Para información detallada, pónganse en contacto con Bruno.*

El Curb-Sider de Bruno es el medio más popular del mundo para elevar scooters o sillas de ruedas eléctricas con una grúa y transportarlas en un vehículo. Párese cerca de la defensa o el borde, enganche el dispositivo de elevación, presione un botón y el Curb-Sider levantará un dispositivo de movilidad de hasta 400 lb/ 118 kg. Gracias a su diseño compacto, el Curb-Sider requiere un espacio mínimo.

- Elevaciones, descensos y rotaciones con motor eléctrico para utilizarlo sin esfuerzo
- El poste de balanceo permite que el dispositivo de movilidad se cargue desde un lado del vehículo
- La versión telescópica ofrece una extensión adicional para que haya más distancia con la defensa y para cargar dispositivos de movilidad anchos en aberturas más pequeñas (VSL-6900)
- La cabeza de elevación se pliega para dejar espacio adicional o usar parcialmente los asientos de la 3a fila si no hay un dispositivo de movilidad (se requieren pernos de desbloqueo rápido opcionales)
- Bases específicas para el vehículo que permiten una instalación precisa
- Dispositivos de elevación personalizados para adaptarlo a su dispositivo de movilidad
- Paquete de control para mano exterior opcional.
- Se puede volver a instalar en otro vehículo compatible*
- Garantía limitada de 3 años*

CARACTERÍSTICAS DEL CURB-SIDER



Dispositivos de conexión adaptables.

OPCIONES DEL CURB-SIDER



Los pernos de desbloqueo rápido permiten que se pliegue la cabeza de elevación



Versión telescópica. (VSL 6900)



Control colgante exterior. (VSL-6000E solamente)



El Back-Off retira fácilmente la parte posterior del dispositivo de movilidad para que quepa en aberturas más reducidas de vehículos



Colocación en el lado del conductor.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2019
2019-07-12-SP-Curb-Sider.indd • MKT-L-2