

# LIFTER



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Capacidad de levantamiento:**  
200 lb (90 kg)

**Tipo de vehículo:** Vehículos crossover, hatchbacks, minivans, sedanes, camionetas SUV, camionetas grandes

Para más información, visite  
[www.bruno.com](http://www.bruno.com)

Confíe en el Lifter de Bruno para elevar y colocar una silla de ruedas plegable manual, un scooter para viajar o una silla de ruedas eléctrica de viaje en el maletero o el espacio para carga de su vehículo. Enganche la silla al dispositivo de elevación, presione un botón y su dispositivo de movilidad se elevará. Guíelo manualmente hacia la parte posterior de su vehículo y ya estará listo para ir a su destino.

- Elevación/Descenso con motor eléctrico, rotación manual
- Bases adaptadas específicamente para su vehículo
- Incluye dispositivo de elevación
- El brazo se dobla cuando el elevador no se esté usando
- Garantía limitada de 3 años

*\* Para información detallada, pónganse en contacto con un concesionario de Bruno.*

## CARÁCTERÍSTICAS DEL LIFTER



El Lifter se dobla cuando no se esté usando.



Bruno Independent Living Aids, Inc.  
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066  
[www.bruno.com](http://www.bruno.com)

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2020  
2020-06-17-Lifter-SP.indd • MKT-L-12